

お客様各位

令和7年9月

株式会社ジェック東理社  
検査・品質管理部

### 旧タイプシーベルご使用中止のご案内

拝啓 貴社ますますのご盛栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

弊社液化窒素容器(以下シーベル)の旧タイプ（真空引き口が底板に配置）につきましては、製造から約30年以上経過しており、設計上の耐用年数を大幅に超過しております。現在もご使用頂いておられる場合は、すぐにご使用を中止頂きますようお願い申し上げます。

敬具

ご使用の中止をお願いするシーベル旧タイプ写真

シーベル外観



真空引き口



シーベル底板外観



真空引き口拡大

- ・製造者：旧（株）東理社
- ・製造時期：1990年頃まで製造

ご不明な点やお問い合わせにつきましては、弊社下記窓口までご相談ください。

株式会社ジェック東理社  
〒350-0833 埼玉県川越市芳野台 2-8-52  
E-mail:U359510@jecctorisha.co.jp 容器担当まで