


新製品

ヘリウム液化用クライオスタット

型番: 33-08346



ヘリウムガスをG-M冷凍機2ndステージに熱接触させることで液化貯蔵いたします。

冷凍機は住友重機械工業株式会社製4KGM冷凍機を採用。

御支給品の冷凍機も取り付け可能です。

お客様のご要望により、液取出口の特別仕様もオプションにて受注いたします。

各種オプションを取り揃え、お客様のご要望にお答えいたします。お気軽にご相談ください。

形式	33-08346
内臓液体ヘリウム溜め容量	2 liters
液化能力(目標値*)	0.15 liters/hours
サイズ	高さ:1275.5mm 胴部直径:270mm

*本値は目標値であって、保証値ではありません。
冷凍機の仕様につきましては、住友重機械工業株式会社
発行のカタログをご参照ください。
外観・仕様等については改善のため予告なく変更することがあります。



株式会社 ジェック東理社